

オートロジェル専用遠心機

【禁忌・禁止】

- ・血液成分以外を遠心しないこと。[爆発性の物質を遠心すると本機の破損により死亡事故や重傷事故の原因となり危険です]
- ・感染性のある血液成分を遠心しないこと。[本機はバイオハザード対策仕様ではありません。感染性の血液成分を使用した場合、人体に重大な影響をおよぼす原因となり危険です]
- ・ローターの回転中は遠心室ドアを開けないこと。[誤って回転中のローターに触れると重傷事故の原因になり危険です]



一般的名称	供血用遠心機
JMDNコード	15115000
クラス分類	一般医療機器(クラスI)
販売名 型番	遠心機 ATGC-01
製造販売元	トミー工業株式会社
定常回転数	8,300±250rpm
遠心加速度	4,236G(8,300rpm 運転時の理論値)
運転時間	約30秒(加速開始から減速開始まで)
加速時間	約20秒(スタートキー押下から定常運転まで)
減速時間	約25秒(減速開始から停止まで)
定格運転時間	運転時間1分/休止時間5分
安全装置	ドア開閉検出、ドアインターロック、アンバランス検出
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
定格電流	0.25A
消費電力(発熱量)	24W(21kcal/h)
電撃に対する保護の形式による分類	クラスI機器
外形寸法	255W×275D×250H mm
質量	7kg
設置環境	意図する使用環境：専門の医療施設環境 周囲温度：10～35℃、相対湿度：75%RH以下 高度：2,000m以下、室内専用、過電圧カテゴリー：II 汚染度：2、傾斜2度以内
耐用期間	7年
医療機器製造販売届出番号	07B2X00007000026

※採血管1本で遠心する際は、アンバランス回避のため別売のカウンターウェイトをご使用ください。

販売元



ロート製薬株式会社

■本社/〒544-8666 大阪府大阪市生野区巽西1-8-1

■製品に関するお問い合わせ TEL:0120-610-181